Catálogo

Patch de Pericárdio Bovino



Patch de Pericárdio Bovino

BRAILE
LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

Patch de Pericárdio Bovino

Descrição e indicações

O Patch de Pericárdio Bovino é constituído de pericárdio bovino, previamente tratado com solução de glutaraldeído e conservado em solução de formaldeído a 4%. Esse tratamento químico confere-lhe características adequadas de resistência, flexibilidade e ausência de antigenicidade.

Cirurgia Cardiovascular	• Fechamento de defeitos inter-cavitários; • Alargamento do anel aórtico em trocas valvares; • Reconstruções atriais e ventriculares; • Cerclagem coronária em procedimentos sem circulação extracorpórea e correções cirúrgicas das doenças da aorta;	• Arteriosplastias periféricas; • Ampliação da via de saída do VD; • Tratamento de aneurismas de aorta e ventrículo esquerdo; • Cirurgia de Mustard; • Reconstrução da via de saída do ventrículo direito e artéria pulmonar.
Cirurgia Torácica	• Fechamento de coto brônquico; • Fechamento de hérnias diafragmáticas;	• Tratamento de defeitos da parede torácica (congênitos e traumáticos).
Cirurgia Geral	• Tratamento cirúrgico de hérnias e eventrações.	
Cirurgia Urológica	• Citoplastias;	• Ureteroplastias.
Neurocirurgia	• Substituição de duramater.	

Patch de Pericárdio Bovino

Informações Adicionais

• Produto de uso único.

• A conservação do patch deve ser feita entre 10 e 30°C, nunca devendo sofrer congelamento ou ser submetido a temperaturas superiores a 40°C.



Código	Modelo
4293	Patch de Pericárdio Bovino: 11 x 6 cm
4248	Patch de Pericárdio Bovino: 11 x 9 cm

Patch de Pericárdio Bovino

Instruções de Uso

• A instrumentadora retira o patch do recipiente com auxílio de uma pinça atraumática, devendo manipulá-lo exclusivamente com as mãos para evitar qualquer traumatismo.

• A técnica de implante do produto segue o critério do cirurgião.

• Lavar exaustivamente o pericárdio antes do uso em recipiente, contendo cerca de 500 mL de soro fisiológico, trocando a solução pelo menos três vezes durante 15 minutos.



Validade

Dois anos a partir da data de fabricação, considerando-se estéril enquanto o lacre não for rompido.



Código: 261861
Revisão 04 | 03/2025

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 · Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 · São José do Rio Preto · SP · Brasil
CNPJ: 52.828.936-0001-09 · Registro ANVISA nº 10159030049
Responsável técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010

www.braile.com.br
+55 (17) 2136 7000 · Fax +55 (17) 2136 7040
faleconosco@braile.com.br
brailebiomedica

BRAILE
LIFE-SAVING TECHNOLOGIES