
Conjunto de tubos premontado con recubrimiento BrCoating® (BPM)

Para Circulación Extracorpórea ›



BRAILE
LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

Conjunto de tubos premontado con recubrimiento BrCoating® (BPM) para circulación extracorpórea

El conjunto de tubos premontado con recubrimiento BrCoating® (BPM) para circulación extracorpórea cuenta con modelos específicos para atender los circuitos de circulación extracorpórea en adultos, infantil y neonatal, con diferentes longitudes de rodillo en las líneas de bomba y aspiradores. Además, está tratado con el recubrimiento biocompatible denominado BRCoating® albúmina humana recombinante.* Esta solución recubre toda la superficie interna de los tubos, reduciendo la interacción de la sangre con la misma.

Revestimiento BRCoating®	En toda la superficie interna de los tubos, reduciendo la interacción de la sangre con la superficie del producto.
Diseño mejorado	Conjunto de tubos premontado protegido por una cuna polimérica, lo que facilita el montaje del circuito y garantiza mayor seguridad durante la manipulación.
Alta compatibilidad	Compatible con las principales máquinas de CEC y productos desechables disponibles en el mercado.
Variedad de tamaños	Disponible en las versiones Neonato, Infantil y Adulto, atendiendo a diferentes perfiles de pacientes.

El Conjunto de Tubos CEC BPM está compuesto por tubos y conexiones desechables, fabricados con materiales de grado médico, atóxicos, biocompatibles y apirógenos, separados en dos grupos principales de líneas: de Mesa y de Bomba.

- La **línea de mesa** incluye las líneas arterial, venosa y de aspiradores, que están dispuestas en una cuna polimérica, la cual protege la porción de los tubos que entra en contacto con el campo quirúrgico, previniendo contaminaciones durante el montaje del circuito. Las líneas arterial y venosa vienen preconectadas, permitiendo el llenado del circuito sin necesidad de abrir la cuna.
- La **línea de bomba** está formada por el conjunto de las líneas: de bomba, de bomba centrífuga, de filtro arterial, de recirculación, de oxígeno y de suero, además de conectores, extensores, abrazaderas y llaves

*La albúmina humana recombinante no se deriva de fuentes animales ni humanas.

Código	Descripción	Configuración	Reg. Anvisa
622568	CJ Tubos CEC BPM-001 Adulto	Cava Doble	10159039010
622576	CJ Tubos CEC BPM-002 Adulto		
622580	CJ Tubos CEC BPM-003 Adulto		
622584	CJ Tubos CEC BPM-201 Infantil		
622594	CJ Tubos CEC BPM-202 Infantil		
622600	CJ Tubos CEC BPM-203 Infantil		
622682	CJ Tubos CEC BPM-401 Neonatal		
622692	CJ Tubos CEC BPM-402 Neonatal		
622698	CJ Tubos CEC BPM-403 Neonatal		
622546	CJ Tubos CEC BPM-601 Adulto	Cava Única	10159039009
622556	CJ Tubos CEC BPM-602 Adulto		
622562	CJ Tubos CEC BPM-603 Adulto		

Configuraciones disponibles - Tabla 1.




Figura 1 - Conjunto de tubos premontado con recubrimiento BrCoating® CEC (BPM) (A) Configuración Cava Doble. (B) Configuración Cava Única.

Tabla 2

Presenta modelos del conjunto de tubos y la dimensión de la porción del tubo que deberá ser encajada en la bomba peristáltica.
La compatibilidad del conjunto de tubos con cada máquina deberá evaluarse a través del diámetro y la longitud del tubo.

Modelo	Descripción	Código	Rodillo Bomba	Rodillo Aspiradores
Cava Doble	CJ Tubos CEC BPM-001 Adulto	622568	ØI 1/2" [36cm]	ØI 3/8" [37cm]
	CJ Tubos CEC BPM-002 Adulto	622576	ØI 1/2" [35cm]	ØI 3/8" [35cm]
	CJ Tubos CEC BPM-003 Adulto	622580	ØI 1/2" [55cm]	ØI 3/8" [55cm]
	CJ Tubos CEC BPM-201 Infantil	622584	ØI 3/8" [37cm]	ØI 3/8" [37cm]
	CJ Tubos CEC BPM-202 Infantil	622594	ØI 3/8" [35cm]	ØI 3/8" [35cm]
	CJ Tubos CEC BPM-203 Infantil	622600	ØI 3/8" [55cm]	ØI 3/8" [55cm]
	CJ Tubos CEC BPM-401 Neonatal	622682	ØI 1/4" [37cm]	ØI 3/8" [37cm]
	CJ Tubos CEC BPM-402 Neonatal	622692	ØI 1/4" [35cm]	ØI 3/8" [35cm]
	CJ Tubos CEC BPM-403 Neonatal	622698	ØI 1/4" [55cm]	ØI 3/8" [55cm]
Cava Única	CJ Tubos CEC BPM-601 Adulto	622546	ØI 1/2" [36cm]	ØI 3/8" [37cm]
	CJ Tubos CEC BPM-602 Adulto	622556	ØI 1/2" [35cm]	ØI 3/8" [35cm]
	CJ Tubos CEC BPM-603 Adulto	622562	ØI 1/2" [55cm]	ØI 3/8" [55cm]

Modelos e compatibilidade - Tabela 2.


Tabla 3

Presenta las especificaciones técnicas de cada línea que componen el Conjunto de tubos CEC (BPM)

Componente	Modelo			
	Adulto cava única	Adulto cava doble	Infantil	Neonatal
LíneaArterial	3/8"	3/8"	1/4"	3/16"
Línea Venosa	1/2"	3/8" (2x)	1/4" (2x)	Cava única - 1/4" | Cava dupla 3/16"
Líneade Bomba	3/8" - 1/2" - 3/8"	3/8" - 1/2" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 1/4" - 3/16"
Línea de Bomba Centrifuga	3/8"	3/8"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 3/16"
Línea de Filtro Arterial	3/8"	3/8"	1/4"	1/4" - 3/16
Línea de Recirculación	1/4"	1/4"	1/4"	4,3 mm
Línea de Oxígeno	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Línea de Aspiradores	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"
Línea de Suero	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Línea de Extensores	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm
Conectores	Recto c/ luer 1/2" x 1/2" Recto c/ luer 3/8" x 1/2" Recto c/ luer 1/4" x 1/4" Y 1/2" x 3/8" x 3/8"	Recto c/ luer 1/2" x 1/2" Recto c/ luer 3/8" x 1/2" Recto c/ luer 1/4" x 1/4" Y 1/2" x 3/8" x 3/8"	Recto c/ luer 3/8" x 3/8" Recto c/ luer 1/4" x 1/4"	Recto c/ luer 1/4" x 1/4" Recto c/ luer 3/8" x 3/8" Recto c/ luer 1/4" x 1/4"
Accesorios	Llave de 3 vías Abrazadera	Llave de 3 vías Abrazadera	Llave de 3 vías Abrazadera	Llave de 3 vías Abrazadera
Presión máxima líneas de sangre	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)

Especificación técnica del producto - Tabla 3.

Imagen 1
Manipulación correcta para la apertura de la



Especificación correcta para la apertura de la cuna - Imagen 1

Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 · Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 · São José do Rio Preto · SP · Brasil · CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsable técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010

www.braile.com.br
+55 (17) 2136 7000 · Fax +55 (17) 2136 7040
faleconosco@braile.com.br
brailebiomedica

BRAILE
LIFE-SAVING TECHNOLOGIES